



Statyw karuzelowy na 6 pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Specjalne mocowanie pozwala na zawieszanie pipet za pomocą górnej części (uniemożliwiając uszkodzenie bądź zanieczyszczenie części dolnej). W statywie karuzelowym mogą być również przechowywane wszystkie starsze modele pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0029	Statyw karuzelowy na 6 pipet Eppendorf	3115 000.003	1 szt.
	K-9542	Adapter na pipetę Eppendorf Reference 2 do statywu karuzelowego	4923 601.002	1 szt.

Opis

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Specjalne mocowanie pozwala na zawieszanie pipet za pomocą górnej części (uniemożliwiając uszkodzenie bądź zanieczyszczenie części dolnej). W statywie karuzelowym mogą być również przechowywane wszystkie starsze modele pipet.

Uwaga: aby przechowywać na statywie pipety typu Eppendorf Reference 2, należy dokupić przeznaczony do tego celu adapter (nr art. K-9542).