



Statyw karuzelowy na pipety Eppendorf Reference 2

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Przeznaczony specjalnie do pipet Eppendorf Reference 2. Może pomieścić 6 pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2510	Statyw karuzelowy na pipety Eppendorf Reference 2	4923 000.009

Opis

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Przeznaczony specjalnie do pipet Eppendorf Reference 2. Może pomieścić 6 pipet.