



Statyw ładujący do Multipette stream[®] i Xstream[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Praktyczny statyw, umożliwiający wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie dozowników Multipette stream[®] i Multipette Xstream[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9559	Statyw ładujący do Multipette stream [®] i Xstream [®]	4880 000.018

Opis

Praktyczny statyw, umożliwiający wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie dozowników Multipette stream[®] i Multipette Xstream[®].