




## Uchwyt na pipety Eppendorf do mocowania na ścianie

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Praktyczny, ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej pipety. Zapewnia porządek w laboratorium oraz zajmuje niewiele miejsca. Mocowanie za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

**Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0030	Uchwyt na pipety Eppendorf do mocowania na ścianie	3115 000.020	1 szt.

### Opis

Praktyczny, ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej pipety. Zapewnia porządek w laboratorium oraz zajmuje niewiele miejsca. Mocowanie za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Uwaga - nie pasuje do pipet Reference 2.