



Statyw karuzelowy ładujący na 4 pipety Eppendorf Xplorer lub Xplorer Plus

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Czteromiejscowy obrotowy statyw ładujący. Pasują do niego pipety Eppendorf Xplorer oraz Eppendorf Xplorer Plus. Po zastosowaniu adaptera (nr kat. N-0222) można używać statywu również do przechowywania i ładowania dozownika Multipette stream[®] lub Xstream[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9543	Statyw karuzelowy ładujący na 4 pipety Eppendorf Xplorer/Xplorer Plus	4880 000.026
	K-9555	Adapter na dozownik Multipette stream [®] lub Xstream [®] do statywu ładującego K-9543	4880 601.003

Opis

Czteromiejscowy obrotowy statyw ładujący. Pasują do niego pipety Eppendorf Xplorer oraz Eppendorf Xplorer Plus. Po zastosowaniu adaptera (nr kat. N-0222) można używać statywu również do przechowywania i ładowania dozownika Multipette stream[®] lub Xstream[®].