



Uchwyt Single™ na jedną pipetę Gilson



Pojedynczy statyw na jedną pipetę Gilson, do zamontowania na ścianie bądź półce. Dobrze przylega do każdej suchej, czystej powierzchni, ale posiada także możliwość montażu za pomocą śrub. Wykonany z poliwęglanu, odporny na agresywne chemikalia i promieniowanie UV. Pasują do niego zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0041	Uchwyt Single™ na jedną pipetę Gilson	F161406

Opis

Pojedynczy statyw na jedną pipetę Gilson, do zamontowania na ścianie bądź półce. Dobrze przylega do każdej suchej, czystej powierzchni, ale posiada także możliwość montażu za pomocą śrub. Wykonany z poliwęglanu, odporny na agresywne chemikalia i promieniowanie UV. Pasują do niego zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe.