



Uniwersalny statyw liniowy 4-miejscowy, do pipet HTL



Statyw umożliwiający bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie 4 pipet jednokanałowych lub 2 wielokanałowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-4001	Uniwersalny statyw liniowy do pipet HTL, 4-miejscowy	5480

Opis

Statyw umożliwiający bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie 4 pipet jednokanałowych lub 2 wielokanałowych.

Pasuje do pipet: CP, LM, OP, DP, DV, D lub DV8 i DV12 firmy HTL.

Kompatybilny również z pipetami innych producentów: Biohit proLine, Brand Transferpette S, CappAero, Eppendorf Research, Eppendorf Research Plus, Eppendorf Research Plus Multi, Finnpiquette F1 i F2, Finnpiquette F2 Multi, Finnpiquette Digital, Gilson Pipetman Ultra, Gilson Pipetman Ultra Multi, Rainin Classic, Rainin PipetLite, Socorex Acura.