



Statyw obrotowy na 6 pipet HTL



Statyw obrotowy, zaprojektowany do przechowywania 6 pipet HTL. Pasuje do wszystkich pipet jednokanałowych HTL, z wyjątkiem LM 5000, DV/D 5000, LM 10000 i DV/D 10000.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-4003	Statyw obrotowy na 6 pipet HTL	5484

Opis

Statyw obrotowy, zaprojektowany do przechowywania 6 pipet HTL. Pasuje do wszystkich pipet jednokanałowych HTL, z wyjątkiem LM 5000, DV/D 5000, LM 10000 i DV/D 10000.

Kompatybilny także z pipetami innych producentów: Brand Transferpette S, CappAero, Finnpipette F1, Gilson Pipetman Neo, Gilson Pipetman Ultra, Rainin Classic, Rainin PipetLite, Socorex Accura.