



Stojak na 1 pipetę wielokanałową Finn timer F1/F2 (Thermo Scientific)

thermo scientific

Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania pipety wielokanałowej serii Finn timer F1 bądź F2. Solidnie skonstruowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0037	Stojak na 1 pipetę wielokanałową Finn timer F1/F2	9420390

Opis

Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania pipety wielokanałowej serii Finn timer F1 bądź F2. Solidnie skonstruowany.