



Karuzelowy statyw na 6 pipet Finn timer

thermoscientific

Statyw karuzelowy na maks. 6 pipet Finn timer. Pomaga w zorganizowaniu przestrzeni w laboratorium. Przezroczysta pokrywa chroni pipety przed zanieczyszczeniami. Pasuje do serii pipet Finn timer Focus oraz Finn timer Novus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0038	Karuzelowy statyw na 6 pipet Finn timer F1/F2	9420340

Opis

Statyw karuzelowy na maks. 6 pipet Finn timer. Pomaga w zorganizowaniu przestrzeni w laboratorium. Przezroczysta pokrywa chroni pipety przed zanieczyszczeniami. Pasuje do serii pipet Finn timer Focus oraz Finn timer Novus.