



Gruszki do pipet



Gruszki umożliwiające szybkie rozpoznanie wymaganej pojemności. Upraszczają i minimalizują nakład pracy podczas pipetowania. Krótki, stożkowy łącznik umożliwia lekkie osadzenie i optymalną szczelność.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	3-1400	Gruszki do pipet	1 ml	szare	10 szt.
	3-1401	Gruszki do pipet	2 ml	szare	10 szt.
	3-1402	Gruszki do pipet	5 ml	szare	10 szt.
	3-1403	Gruszka do pipet	10 ml	szara	1 szt.
	3-1404	Gruszka do pipet	15 ml	szara	1 szt.

Opis

Gruszki umożliwiające szybkie rozpoznanie wymaganej pojemności. Upraszczają i minimalizują nakład pracy podczas pipetowania. Krótki, stożkowy łącznik umożliwia lekkie osadzenie i optymalną szczelność.

Materiał: miękka guma o dużej odporności chemicznej.