



Statyw liniowy do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Statyw firmy Eppendorf na 4 pipety automatyczne, z dwukomorowym zasobnikiem na drobny sprzęt laboratoryjny (np. końcówki do pipet) w podstawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4707 000.002	Statyw liniowy Eppendorf na 4 pipety

Opis

Statyw firmy Eppendorf na 4 pipety automatyczne, z dwukomorowym zasobnikiem na drobny sprzęt laboratoryjny (np. końcówki do pipet) w podstawie.

Wymiary: 30 x 16,5 x 16,5 cm.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.