



Pipety serologiczne - o poj. 1 ml - 50 ml



Wysokiej jakości pipety serologiczne szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z polistyrenu. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę oraz zatyczkę z bawełnianej waty. Końcówki są kodowane kolorystycznie, co uniemożliwia omyłkowe zastosowanie pipety o niewłaściwej pojemności. Pipety są niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Kolor	Wymiary	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4531	Jednorazowe pipety serologiczne	1 ml	1/10	żółty	20 x 345 mm	400 szt.	94001
	B-4532	Jednorazowe pipety serologiczne	2 ml	2/10	zielony	15 x 345 mm	300 szt.	94002
	B-4533	Jednorazowe pipety serologiczne	5 ml	2/10	niebieski	15 x 300 mm	200 szt.	94005
	B-4534	Jednorazowe pipety serologiczne	10 ml	1/10	pomarańczowy	11 x 295 mm	200 szt.	94010
	B-4535	Jednorazowe pipety serologiczne	25 ml	1/10	czerwony	9,5 x 295 mm	100 szt.	94024
	B-4536	Jednorazowe pipety serologiczne	25/15 ml	1/100	czerwony	5,5 x 270 mm	60 szt.	94525
	B-4537	Jednorazowe pipety serologiczne	50/20 ml	1/100	fioletowy	4,8 x 270 mm	50 szt.	94550

Opis

Wysokiej jakości pipety serologiczne szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z polistyrenu. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę oraz zatyczkę z bawełnianej waty. Końcówki są kodowane kolorystycznie, co uniemożliwia omyłkowe zastosowanie pipety o niewłaściwej pojemności. Pipety są niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne. Wolne od DNaz, RNaz, DNA i RNA, o minimalnym, zdefiniowanym stężeniu endotoksyn. Sterylne. Pakowane indywidualnie w wygodne opakowania typu blister. Dostępne również modele ze zbiorniczkiem – o poj. 25 ml ze zbiorniczkiem 15 ml oraz o poj. 50 ml ze zbiorniczkiem 20 ml.