



Pipety automatyczne Acura[®] manual 825/835 - jednokanałowe - o zmiennej objętości



Pipety automatyczne Acura[®] Manual **szwajcarskiej firmy Socorex** są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w każdym laboratorium. Ergonomiczny kształt, niewielka waga i tłok, niewymagający dużej siły nacisku powodują, że pipety są bezpieczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Wyposażone w mechanizm chroniący przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Na końcówki	Nr producenta
	N-0541	Pipeta jednokanałowa Acura 825	0,1-2 µl	0,002 µl	10 µl	825.0002
	N-0542	Pipeta jednokanałowa Acura 825	0,5-10 µl	0,01 µl	10 µl	825.0010
	N-0543	Pipeta jednokanałowa Acura 825	1-10 µl	0,01 µl	200 µl	825.0010Y
	N-0544	Pipeta jednokanałowa Acura 825	2-20 µl	0,02 µl	200 µl	825.0020
	N-0545	Pipeta jednokanałowa Acura 825	5-50 µl	0,10 µl	200 µl	825.0050
	N-0546	Pipeta jednokanałowa Acura 825	10-100 µl	0,10 µl	200 µl	825.0100
	N-0547	Pipeta jednokanałowa Acura 825	20-200 µl	0,02 µl	200 µl	825.0200
	N-0548	Pipeta jednokanałowa Acura 825	100-1000 µl	1 µl	1000 µl	825.1000
	N-0551	Pipeta jednokanałowa Acura 835	0,2-2 ml	0,002 ml	2 ml	835.02
	N-0552	Pipeta jednokanałowa Acura 835	0,5-5 ml	0,01 ml	5 ml	835.05
	N-0553	Pipeta jednokanałowa Acura 835	1-10 ml	0,01 ml	10 ml	835.10

Opis

Pipety automatyczne Acura[®] Manual są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w każdym laboratorium. **Ergonomiczny kształt, niewielka waga i tłok**, niewymagający dużej siły nacisku powodują, że pipety są bezpieczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Wyposażone w mechanizm chroniący przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności. Posiadają duży, czytelny wskaźnik pojemności. Autoklawowalne w całości. Wyposażone w system dopasowywania końcówek **Justip™**

umożliwiający dokładną regulację wysokości trzonka pipety.