



## Butelka do biuret - przezroczysta - poj. 2 l

**ISOLAB**  
Laborgeräte GmbH

Przeźroczysta butelka ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 2 litrów. Ze szlifem NS 29/32. Przeznaczona do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Specjalny kształt zapewnia stabilną pozycję biurety bez konieczności stosowania dodatkowych statywów lub uchwytów.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Pojemność | Śr. x wys.   | Kolor         | Szlif    |
|-----------|---------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|----------|
|           | L-1297  | Szklana butelka do biuret | 2000 ml   | 160 x 200 mm | przeźroczysta | NS 29/32 |

### Opis

Butelka o pojemności 2000 ml, ze szlifowaną wewnątrz szyjką NS 29/32 wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. Stabilna i wytrzymała, przeznaczona do użytku laboratoryjnego. Można ją zamknąć odpowiednim [korkiem ze szlifem NS 29/32](#). Wykorzystywana jako rezerwuar oraz podstawa pod odpowiednio dobraną biuretę Pelleta lub elektroniczną.