



Butelka do biuret - oranżowa - poj. 2 l

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Butelka oranżowa ze szkła borokrzemowego 3.3. Szlif NS 29/32. Przeznaczona zarówno do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Specjalny kształt butelki zapewnia stabilną pozycję biurety bez konieczności stosowania dodatkowych statywów lub uchwytów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Szlif
	L-1298	Szklana butelka do biuret	2000 ml		oranżowa	NS 29/32

Opis

Oranżowa butelka o pojemności 2000 ml ze szlifem NS 29/32 wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Stabilna i wytrzymała, przeznaczona do użytku laboratoryjnego. Stosowana najczęściej jako podstawa zarówno do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Można ją zamknąć odpowiednim [korkiem ze szlifem NS 29/32](#). Bursztynowe zabarwienie szkła chroni wrażliwą zawartość przed światłem widzialnym, ultrafioletem i promieniowaniem podczerwonym.