



Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl - niesterylne

Pasują do pipet:

Biohit Proline 50 i 100 µl
Brand Transferpette 100 µl
Eppendorf 100 µl
Finn Focus 100 µl
Gilson Pipetman P-100
Nichiryo 100 µl
Rainin Pipet-Classic PR100
Rainin Pipet-Lite SL-100
Socorex 100 µl

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów. Niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	W-692220	Końcówki SafeSeal Tips Premium - 100 µl - niesterylne	w statywach - 10 x 96 szt.

Opis

Pasują do pipet:

Biohit Proline 50 i 100 µl
Brand Transferpette 100 µl
Eppendorf 100 µl
Finn Focus 100 µl
Gilson Pipetman P-100
Nichiryo 100 µl
Rainin Pipet-Classic PR100
Rainin Pipet-Lite SL-100
Socorex 100 µl

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów. Niesterylne.