



Dozownik strzykawkowy Stepper™ 411



Dozownik strzykawkowy Stepper™ 411 – idealny do seryjnego pipetowania. Posiada 3 zakresy objętości. Odpowiednie, kolorowo kodowane pokrętło należy założyć na pipetę i włożyć właściwą końcówkę. Pokrętło nastawia się na wybraną objętość, która jednocześnie wskazuje ilość pipetowań. Końcówki należy zamówić osobno. Dozownik strzykawkowy Stepper™ 411 jest produkowany w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	N-0701	Dozownik strzykawkowy Stepper™ 411	10-5000 µl

Opis

Dozownik strzykawkowy Stepper™ 411 szwajcarskiej firmy Socorex jest idealny do seryjnego pipetowania. Posiada 3 zakresy objętości. Odpowiednie, kolorowo kodowane pokrętło należy założyć na pipetę i włożyć właściwą końcówkę. Pokrętło nastawia się na wybraną objętość, która jednocześnie wskazuje ilość pipetowań. Dostawa nie obejmuje końcówek Ecostep™ – należy zamawiać je osobno.