

Końcówki do pipet aroject[®] ultra - 100-1000 µl



ratiolab[®]

Niesterylne końcówki do pipet wyposażone w filtr, zapobiegający zanieczyszczeniu pipety aerozolami pipetowanej cieczy. Wykonane z ultrahydrofobowego HDPE. Specjalna obróbka powierzchni minimalizuje retencję. Pasują do większości dostępnych na rynku pipet. Pakowane w statywy z uchylnymi pokrywkami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	17 61 000	Końcówki do pipet aroject [®] - z filtrem	100-1000 µl	sterylne	w statywach	16 x 60 szt.

Opis

Niesterylne końcówki do pipet wyposażone w filtr, zapobiegający zanieczyszczeniu pipety aerozolami pipetowanej cieczy. Wykonane z ultrahydrofobowego HDPE. Specjalna obróbka powierzchni minimalizuje retencję. Pasują do większości dostępnych na rynku pipet. Pakowane w statywy z uchylnymi pokrywkami.