



Końcówki Top-Line[®] - z filtrem - przezroczyste - 1-200 µl - w statywach



Końcówki Top-Line[®] do pipet o pojemności 1-200 µl. Z hydrofobowym filtrem z PE o śr. porów 5-20 µm. Wolne od DNaz, RNaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów. Pakowane w statywach po 96 szt. Produkt niemiecki. Posiadają certyfikat CE IVD. Autoklawowalne w 121°C (20 min). W wersji sterylnej lub niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	2-123-96-0	Końcówki Top-Line [®] - z filtrem - przezroczyste	1-200 µl	50,8 mm	niesterylne	w statywach	10 x 96 szt.
	2-113-96-0	Końcówki Top-Line [®] - z filtrem - przezroczyste	1-200 µl	50,8 mm	sterylne	w statywach	10 x 96 szt.

Opis

Końcówki Top-Line[®] do pipet o pojemności 1-200 µl. Z hydrofobowym filtrem z PE o śr. porów 5-20 µm. Wolne od DNaz, RNaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów. Pakowane w statywach po 96 szt. Produkt niemiecki. Posiadają certyfikat CE IVD. Autoklawowalne w 121°C (20 min). W wersji sterylnej lub niesterylnej.