




Końcówki do pipet PreCision Tips, 10 µl

Końcówki o pojemności 10 µl pasujące do pipet:
Eppendorf 10 µl, Brand 10 µl, Socorex 10 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	A-760001	Końcówki do pipet PreCision Tips, 10 µl, w worku (10 x 1000 końcówek = 10000 końcówek)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Eppendorf 10 µl, Brand 10 µl, Socorex 10 µl.

Produkty z linii PreCision odznaczają się następującymi cechami:

- precyzyjne wykonanie,
- zgodność partii,
- poświadczona zgodność z DIN 12600,
- sprawdzone i skontrolowane według DIN 12650,
- wyprodukowane w warunkach sterylności (VDI 2083 lub class 1000/US-Fed. Std. 209),
- wolne od DNaz, RNaz, ATP, pirogenów, dodatków modyfikujących, środków dyspergujących oraz metali,
- możliwość autoklawowania.