



Końcówki do pipet z podziałką - 5 ml



Niesterylne końcówki do pipet typu Gilson o pojemności 5 ml. Praktyczna podziałka co 0,5 ml umożliwia kontrolę ilości pobieranej cieczy. Końcówki mają długość 124 mm. Autoklawowalne. Pasują do pipet Gilson, Eppendorf, Sartorius, Socorex.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Szt./Op.	Nr producenta
	L-0198	Końcówki do pipet niesterylne z podziałką	5 ml	250 szt.	LW1127

Opis

Niesterylne końcówki do pipet typu Gilson o pojemności 5 ml. Praktyczna podziałka co 0,5 ml umożliwia kontrolę ilości pobieranej cieczy. Końcówki mają długość 124 mm. Autoklawowalne. Pasują do pipet Gilson, Eppendorf, Sartorius, Socorex.