



Pipety CoolPet-Variabel

Orange Scientific

Pipeta CoolPet-Variabel o pojemności 20 – 200 µl.

- Autoklawowalna końcówka stożkowa,
- Kalibracja zgodna z EN ISO 8655,
- Dwukrokowy trzpień pozwala na odwróconą technikę pipetowania użyteczną dla niektórych płynów,
- W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw narzędzi umożliwiający własną kalibrację,

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Przyrost	Niedokładność
	B-3517	CoolPet-Variabel	20 - 200 µl	1 µl	0,6 % (±) 0,5 % (±)
	B-3519	CoolPet-Variabel	1000 - 5000 µl	50 µl	0,7 % (±) 0,5 % (±)

Opis

Zalety:

- Kolorowe oznaczenia ułatwiające identyfikację pojemności,
- Autoklawowalna końcówka stożkowa,
- Kalibracja zgodna z EN ISO 8655,
- Każda pipeta posiada swój indywidualny numer seryjny oraz posiada dołączony raport kalibracyjny,
- Dwukrokowy trzpień pozwala na odwróconą technikę pipetowania użyteczną dla niektórych płynów,
- W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw narzędzi umożliwiający własną kalibrację,
- Cyfrowy system Click Stop zapewnia brak niechcianych zmian pojemności podczas pipetowania.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.