



Oryginalne końcówki do pipet Thermo Scientific, Finntip Flex - w worku

thermoscientific

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific. Idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Miękka nasadka końcówek typu Flex pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do jej nałożenia i zrzucenia. W ekonomicznych opakowaniach – workach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9490	Kończówki Finntip Flex 10 w worku	0,2-10 µl	33 mm	94060120	1000 szt.
	K-9491	Kończówki Finntip Flex 200 w worku	1-200 µl	60 mm	94060320	1000 szt.
	K-9400	Kończówki Finntip Flex 300 w worku	5-300 µl	61,5 mm	94060520	1000 szt.
	K-9403	Kończówki Finntip Flex 1000 w worku	50-1000 µl	87 mm	94060720	1000 szt.
	K-9406	Kończówki Finntip Flex 1200 w worku	50-1200 µl	87 mm	94060820	1000 szt.
	K-9492	Kończówki Finntip Flex 10 ml Ext w worku	1-10 ml	267 mm	94060970	100 szt.
	K-9493	Kończówki Finntip Flex 10 ml Ext w worku - sterylne	1-10 ml	267 mm	94060973	50 szt.

Opis

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific. Idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Miękka nasadka końcówek typu Flex pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do jej nałożenia i zrzucenia. W ekonomicznych opakowaniach – workach.