



Oryginalne końcówki do pipet Thermo Scientific, Finn timer - w pudełkach

thermoscientific

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania. Pakowane w pudełka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9301	Kończówki Finn timer 10 w pudełkach	0,2-10 µl	32 mm	9400300	10 x 96 szt.
	K-9302	Kończówki Finn timer 10 sterylne w pudełkach	0,2-10 µl	32 mm	9400303	10 x 96 szt.
	K-9304	Kończówki Finn timer 20 w pudełkach	0,2-20 µl	33 mm	9400610	10 x 384 szt.
	K-9305	Kończówki Finn timer 20 sterylne w pudełkach	0,2-20 µl	33 mm	9400613	10 x 384 szt.
	K-9307	Kończówki Finn timer 50 w pudełkach	0,2-50 µl	48 mm	9400370	10 x 384 szt.
	K-9308	Kończówki Finn timer 50 sterylne w pudełkach	0,2-50 µl	48 mm	9400373	10 x 384 szt.
	K-9309	Kończówki Finn timer 200 Ext w pudełkach	5-200 µl	78 mm	9400130	10 x 96 szt.
	K-9310	Kończówki Finn timer 200 Ext sterylne w pudełkach	5-200 µl	78 mm	9400133	10 x 96 szt.
	K-9316	Kończówki Finn timer 300 w pudełkach	5-300 µl	52 mm	9401250	10 x 96 szt.
	K-9317	Kończówki Finn timer 300 sterylne w pudełkach	5-300 µl	52 mm	9401253	10 x 96 szt.
	K-9313	Kończówki Finn timer 250 Universal w pudełkach	0,5-250 µl	52 mm	9400260	10 x 96 szt.
	K-9314	Kończówki Finn timer 250 Universal sterylne w pudełkach	0,5-250 µl	52 mm	9400263	10 x 96 szt.
	K-9321	Kończówki Finn timer 1000 w pudełkach	100-1000 µl	71 mm	9401110	10 x 96 szt.
	K-9322	Kończówki Finn timer 1000 sterylne w pudełkach	100-1000 µl	71 mm	9401113	10 x 96 szt.
	K-9488	Kończówki Finn timer 1000 Ext w pudełkach	100-1000 µl	105 mm	9401420	5 x 96 szt.
	K-9489	Kończówki Finn timer 1000 Ext sterylne w pudełkach	100-1000 µl	105 mm	9401423	5 x 96 szt.

	K-9325	Końcówki Fintip 5 ml w pudełkach	0,5-5 ml	147 mm	9402070	5 x 54 szt.
	K-9326	Końcówki Fintip 5 ml sterylne w pudełkach - sterylne	0,5-5 ml	147 mm	9402073	5 x 54 szt.
	K-9328	Końcówki Fintip 10 ml w pudełkach	1-10 ml	150 mm	9402160	5 x 24 szt.
	K-9329	Końcówki Fintip 10 ml sterylne w pudełkach	1-10 ml	150 mm	9402163	5 x 24 szt.

Opis

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania. Pakowane w pudełka.

Końcówki dostępne w wersji standardowej oraz Extended (Ext) – specjalnie zaprojektowane do pracy z wąskimi lub głębokimi naczyniami.