

Wagi precyzyjne serii PS.R1



Wagi precyzyjne z kalibracją zewnętrzną, wyposażone w ulepszony wyświetlacz LCD, wskazujący nie tylko wartość pomiaru, ale także dodatkowe komunikaty i informacje (nazwa towaru, wartość tary itp.). Dostępne w dwóch wersjach rozmiaru szalek: 128 x 128 mm. Osłona przeciwpodmuchowa dostępna na zapytanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność
	P-1018	Waga precyzyjna PS 200/2000.R1	200/2000 g	1/10 mg
	P-1023	Waga precyzyjna PS 750.R1	750 g	1 mg
	P-1024	Waga precyzyjna PS 1000.R1	1000 g	1 mg

Opis

Wagi precyzyjne z kalibracją zewnętrzną, wyposażone w ulepszony wyświetlacz LCD, wskazujący nie tylko wartość pomiaru, ale także dodatkowe komunikaty i informacje (nazwa towaru, wartość tary itp.). Dostępne w dwóch wersjach rozmiaru szalek: 128 x 128 mm. Wagi serii PS.R1 posiadają dwa wejścia RS 232, złącze USB typu A i B oraz mogą być wzbogacone o moduł WiFi (dostępny opcjonalnie). Obudowa wagi wykonana z tworzywa sztucznego, szalka ze stali szlachetnej. Wagi serii AS.R umożliwiają gromadzenie danych w 5 bazach: użytkowników (do 10), towarów (do 1000), ważeń (do 1000), tar (do 10) oraz pamięci ALIBI (do 100 000 ważeń). Posiadają znak CE. Gwarancja: 2 lata. Osłona przeciwpodmuchowa dostępna na zapytanie.

Wagi serii PS.R1 posiadają następujące funkcje:

- liczenie sztuk,
- wyznaczanie gęstości,
- doważanie,
- odchyłki procentowe,
- procedury GLP,
- ważenie podszalkowe.

Dryft czułości: 2 ppm/°C w temperaturze +10 ° – +40 °C.

Dane

Parametr	PS 200/2000.R1	PS 750.R1	PS 1000.R1
Maksymalna nośność	200/2000 g	750 g	1000 g
Dokładność	0,001 / 0,01 g	0,001 g	
Powtarzalność	0,001 / 0,01 g	0,0015 g	
Liniowość	±0,002 / 0,02 g	±0,003 g	
Czas stabilizacji		2 s	
Rozmiar szalki	128 x 128 mm		
Adiustacja	zewnętrzna		
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem		
Komunikacja	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (opcja)		
Ciężar netto/brutto	3,2/4,8 kg		
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz		
Środowisko pracy	+10 ÷ +40 °C		