



Końcówki do pipet Finntip BioCon - pak. indywidualnie

thermoscientific

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific. Końcówki idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Sterylne, wolne od DNA, DNaz, RNaz i endotoksyn. Pakowane indywidualnie – umożliwiają zachowanie najwyższej czystości, nadają się do PCR oraz innych zastosowań w biologii molekularnej. Sterylizowane radiacyjnie. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	K-9539	Końcówki Finntip BioCon 10	0,2-10 µl	94053100	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	K-9540	Końcówki Finntip BioCon 250	0,5-250 µl	94053200	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	K-9541	Końcówki Finntip BioCon 1000	100-1000 µl	94053300	sterylne	pak. ind.	50 szt.

Opis

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific. Końcówki idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Sterylne, wolne od DNA, DNaz, RNaz i endotoksyn. Pakowane indywidualnie – umożliwiają zachowanie najwyższej czystości, nadają się do PCR oraz innych zastosowań w biologii molekularnej. Sterylizowane radiacyjnie. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD).