



Końcówki do pipet Finntip™ Wide - z szerokim otworem do pipetowania zawieszin

thermo**scientific**

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific. Końcówki idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. **Specjalny kształt i szeroki otwór wylotowy** powodują, że końcówki Finntip Wide **idealnie nadają się do pipetowania makromolekuł, a także zawieszin komórek**, zmniejszając prawdopodobieństwo ich uszkodzeń mechanicznych oraz fragmentacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9532	Końcówki Finntip 250 Wide w worku	10-250 µl	53 mm	9405020	1000 szt.
	K-9533	Końcówki Finntip 250 Wide w pudełkach	10-250 µl	53 mm	9405120	10x96 szt.
	K-9534	Końcówki Finntip 250 Wide w pudełkach - sterylne	10-250 µl	53 mm	9405123	10x96 szt.
	K-9535	Końcówki Finntip 1000 Wide w worku	100-1000 µl	72 mm	9405050	400 szt.
	K-9536	Końcówki Finntip 1000 Wide w worku	100-1000 µl	72 mm	9405060	6500 szt.
	K-9537	Końcówki Finntip 1000 Wide w pudełkach	100-1000 µl	72 mm	9405160	10x96 szt.
	K-9538	Końcówki Finntip 1000 Wide w pudełkach - sterylne	100-1000 µl	72 mm	9405163	10x96 szt.

Opis

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific. Końcówki idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. **Specjalny kształt i szeroki otwór wylotowy** powodują, że końcówki Finntip Wide **idealnie nadają się do pipetowania makromolekuł, a także zawieszin komórek**, zmniejszając prawdopodobieństwo ich uszkodzeń mechanicznych oraz fragmentacji. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD).