



Mała waga kieszonkowa - okrągła

KERN

Mała, poręczna waga, z naczyniem ważącym i pojemnikiem do transportu. Posiada obrotową płytę ważącą. Wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia (Auto-off) po 3 min. Zasilana za pomocą 2 baterii LR44.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność
	5-3050	Mała waga kieszonkowa - okrągła	TCB 200-1	120 g	0,1 g

Opis

Poręczna, [mała waga](#) z naczyniem ważącym i pojemnikiem do transportu. Posiada obrotową płytę ważącą. Wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia (Auto-Off) po 3 min. Zasilana za pomocą 2 baterii LR44.

Dane techniczne

Parametr	TCB 200-1
Maksymalna nośność	200 g
Dokładność	0,1 g
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	0,2 g
Czas stabilizacji	2 s
Śr. powierzchni ważenia	80 mm
Wyświetlacz	LCD

Parametr	TCB 200-1
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	80 x 80 x 14 mm
Ciężar netto	50,4 g
Zasilanie	2 x LR44
Środowisko pracy	+5 ÷ +35 °C