



Wagi analityczne ABJ - z kalibracją wewnętrzną i z legalizacją fabryczną

KERN

Wyposażenie:

- Kalibracja wewnętrzna,
- Poziomica do ustawiania,
- Interfejs RS 232,
- Wymiary komory wagowej: 190 x 155 x 225 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka
	K-2684	Waga analityczna seria ABJ 120-4NM (z kalibracją wewnętrzną i z legalizacją fabryczną)	120 g	0,0001 g	91 mm

Opis

Wyposażenie:

- Kalibracja wewnętrzna,
- Poziomica do ustawiania,
- Interfejs RS 232,
- Wymiary komory wagowej: 190 x 155 x 225 mm.

Dane techniczne

Parametr	ABJ 120-4NM
Maksymalna nośność	120 g
Dokładność	0,0001 g
Powtarzalność	0,0002 g
Liniowość	0,0003 g
Czas stabilizacji	3 s

Parametr	ABJ 120-4NM
Rozmiar szalki	91 mm
Adiustacja	wewnętrzna
Wyświetlacz	LCD
Wymiary	210 x 340 x 350 mm
Komunikacja	RS 232
Ciężar netto	6271 g
Zasilanie	zasilacz sieciowy
Środowisko pracy	+10 ÷ +30 °C