



Zestawy wzorców masy - klasa E2



Zestawy wzorców masy w praktycznym plastikowym opakowaniu. Wzorce klasy E2 stosowane są do sprawdzania i kalibracji wag analitycznych i laboratoryjnych (klasa I i II). Wzorce wykonane są ze stali nierdzewnej (oprócz blaszkowych wzorców P-3000).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane	W zestawie
	P-3000	Zestaw blaszkowych wzorców masy 1-500 mg	opakowanie plastikowe	12 szt.
	P-3001	Zestaw cylindrycznych wzorców masy 1-50 g	opakowanie plastikowe	8 szt.
	P-3002	Zestaw cylindrycznych wzorców masy 1-100 g	opakowanie plastikowe	9 szt.
	P-3003	Zestaw cylindrycznych wzorców masy 1-200 g	opakowanie plastikowe	11 szt.
	P-3004	Zestaw cylindrycznych wzorców masy 1-500 g	opakowanie plastikowe	12 szt.

Opis

Zestawy wzorców masy w praktycznym plastikowym opakowaniu. Wzorce klasy E2 stosowane są do sprawdzania i kalibracji wag analitycznych i laboratoryjnych (klasa I i II). Wzorce wykonane są ze stali nierdzewnej (oprócz blaszkowych wzorców P-3000).

Na zapytanie oferujemy wzorce ze świadectwem wzorcowania PCA.

Istnieje także możliwość zakupu innych zestawów wzorców lub w pudełku drewnianym.

[Szczegółowy opis zestawów wzorców masy.](#)