



Naczynka wagowe jednorazowego użytku, białe

Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. Kolor biały.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	1-1124	Naczynka wagowe	białe	7 ml	41 x 41 x 8 mm	500 szt.
	1-1125	Naczynka wagowe	białe	100 ml	89 x 89 x 25 mm	500 szt.
	1-1126	Naczynka wagowe	białe	250 ml	140 x 140 x 25 mm	500 szt.

Opis

Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. Kolor biały.

Dostarczane w 3 rozmiarach:

Rozmiar I: 41 x 41 x wys. 8 mm.

Rozmiar II: 89 x 89 x wys. 25 mm.

Rozmiar III: 140 x 140 x wys. 25 mm.