



## Pipety wielokanałowe o zmiennej objętości, Thermo Scientific, Finn timer F2

**thermo**scientific

Pipety wielokanałowe Finn timer F2 firmy Thermo Scientific są wyposażone w wyjątkowy mechanizm nastawiania objętości (AVG), odizolowany mechanicznie i termicznie od obudowy pipety, co zapewnia najwyższą precyzję i dokładność, nawet podczas długich serii pipetowań. Finn timer F2 posiadają duży i czytelny licznik nastawy pojemności Ergovisio. Wyposażone są w dwufunkcyjny przycisk pipetowania.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                  | Pojemność | Na końcówki                     | Kolor        | Nr producenta |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|
|           | K-2500  | Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2  | 1-10 µl   | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro | różowy       | 4662000       |
|           | K-2501  | Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2  | 5-50 µl   | Flex 200, 250                   | żółty        | 4662010       |
|           | K-2502  | Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2  | 10-100 µl | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.   | żółty        | 4662020       |
|           | K-2503  | Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2  | 30-300 µl | Flex 300                        | pomarańczowy | 4662030       |
|           | K-2504  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 1-10 µl   | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro | różowy       | 4662040       |
|           | K-2505  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 5-50 µl   | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.   | żółty        | 4662050       |
|           | K-2506  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 10-100 µl | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.   | żółty        | 4662060       |
|           | K-2507  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 30-300 µl | Flex 300                        | pomarańczowy | 4662070       |
|           | K-2508  | Pipeta 16-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 1-10 µl   | 20 micro, 50 micro              | purpurowy    | 4662080       |
|           | K-2509  | Pipeta 16-kanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2 | 5-50 µl   | 50 micro                        | turkusowy    | 4662090       |

### Opis

Pipety wielokanałowe Finn timer F2 firmy Thermo Scientific są wyposażone w wyjątkowy mechanizm nastawiania objętości (AVG), odizolowany mechanicznie i termicznie od obudowy pipety, co zapewnia najwyższą precyzję i dokładność, nawet podczas długich serii pipetowań. Finn timer F2 posiadają duży i czytelny licznik nastawy pojemności Ergovisio. Wyposażone są w dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Pipetowanie za pomocą Finn timer F2 jest płynne i nie wymaga wysiłku. W pipetach o poj. poniżej 50 µl znajduje się mechanizm Super Blow-Out, pozwalający na precyzyjne dozowanie nawet bardzo małych objętości. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający przypadkową zmianę nastawy w

trakcie pipetowania. Całkowicie autoklawowalne. Każda pipeta dostarczana jest z certyfikatem kalibracji.