



Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Comfort i Clinipet⁺



Wieszak do jednej pipety Discovery Comfort lub Clinipet⁺. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-7704	Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Comfort i Clinipet ⁺	19451

Opis

Wieszak do jednej pipety Discovery Comfort lub Clinipet⁺. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.