



Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Pro, Labmate Pro i Optipette



Wieszak do jednej pipety Discovery Pro, Labmate Pro lub Optipette. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-7705	Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Pro, Labmate Pro i Optipette	19483

Opis

Wieszak do jednej pipety Discovery Pro, Labmate Pro lub Optipette. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.