



Pipety jednokanałowe HTL Discovery Pro, zmienna objętość



Ergonomiczne, niezawodne pipety, zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. Nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokręćła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0031	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP2	0,1-2 µl	6001
	B-0032	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP10	0,5-10 µl	6002
	B-0033	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP20	2-20 µl	6003
	B-0034	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP100	10-100 µl	6004
	B-0035	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP200	20-200 µl	6005
	B-0036	Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP1000	100-1000 µl	6006

Opis

Ergonomiczne, niezawodne pipety, zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. Nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokręćła. Nowoczesna konstrukcja licznika umożliwia szybkie nastawianie żądanej pojemności, a kod barwny pozwala na szybkie dopasowanie właściwej końcówki. Długi skok wyrzutnika pozwala na stosowanie końcówek różnych producentów. Specjalny system uszczelzek zapewnia min. 60 tysięcy cykli pipetowań. Łatwa rekalkibracja i czyszczenie.