



Pipety jednokanałowe o stałej pojemności Clinipet+



Dokładne i precyzyjne pipety jednokanałowe o stałej pojemności. Pipetowanie wymaga niewielkiej siły. Pipeta posiada unikalny, opatentowany mechanizm uszczelniania końcówki na tłoku, dzięki któremu również niewielka siła, potrzebna do założenia końcówki, jest niewielka. Specjalna konstrukcja zrzutnika umożliwia łatwe usuwanie zużytych końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ końcówki	Kolor	Nr producenta
	B-8624	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP2	2 µl	200 µl	żółty	2202
	B-8625	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP5	5 µl	200 µl	żółty	2204
	B-8626	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP7	7 µl	200 µl	żółty	2206
	B-8627	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP10	10 µl	200 µl	żółty	2208
	B-8628	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP15	15 µl	200 µl	żółty	2210
	B-8629	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP20	20 µl	200 µl	żółty	2212
	B-8630	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP25	25 µl	200 µl	żółty	2214
	B-8631	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP30	30 µl	200 µl	żółty	2216
	B-8632	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP40	40 µl	200 µl	żółty	2218
	B-8633	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP44.7	44,7 µl	200 µl	żółty	2220
	B-8634	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP50	50 µl	200 µl	żółty	2222
	B-8635	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP60	60 µl	200 µl	żółty	2224
	B-8636	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP70	70 µl	200 µl	żółty	2226
	B-8637	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP75	75 µl	200 µl	żółty	2228
	B-8638	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP80	80 µl	200 µl	żółty	2230
	B-8639	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP90	90 µl	200 µl	żółty	2232

	B-8640	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP100	100 µl	200 µl	żółty	2234
	B-8641	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP120	120 µl	200 µl	żółty	2236
	B-8642	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP150	150 µl	200 µl	żółty	2238
	B-8643	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP200	200 µl	200 µl	żółty	2240
	B-8644	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP200A	200 µl	1000 µl	niebieski	2242
	B-8645	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP220	220 µl	1000 µl	niebieski	2244
	B-8646	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP250	250 µl	1000 µl	niebieski	2246
	B-8647	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP300	300 µl	1000 µl	niebieski	2248
	B-8648	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP400	400 µl	1000 µl	niebieski	2250
	B-8649	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP450	450 µl	1000 µl	niebieski	2252
	B-8650	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP500	500 µl	1000 µl	niebieski	2254
	B-8651	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP600	600 µl	1000 µl	niebieski	2256
	B-8652	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP700	700 µl	1000 µl	niebieski	2258
	B-8653	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP750	750 µl	1000 µl	niebieski	2260
	B-8654	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP800	800 µl	1000 µl	niebieski	2262
	B-8655	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP900	900 µl	1000 µl	niebieski	2264
	B-8656	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, Clinipet+, CP1000	1000 µl	1000 µl	niebieski	2266

Opis

Dokładne i precyzyjne pipety jednokanałowe o stałej pojemności. Pipetowanie wymaga niewielkiej siły. Pipeta posiada unikalny, opatentowany mechanizm uszczelniania końcówki na tłoku, dzięki któremu również nakład siły, potrzebny do założenia końcówki jest niewielki. Specjalna konstrukcja zrzutnika umożliwia łatwe usuwanie zużytych końcówek. Możliwość zdjęcia zrzutnika pozwala na pobieranie próbek nawet z probówek o bardzo małej średnicy. Pipety Clinipet+ są całkowicie autoklawowalne (121°C / 100kPa / 20min.), przy czym nie jest konieczne ich rekalirowanie po każdym cyklu autoklawowania (zalecamy jedynie sprawdzenie pobieralności pipety co 10 cykli sterylizacji). Odporne na promieniowanie UV. Posiadają bardzo wytrzymałe trzony, wykonane z PVDF. Każdą pipetę Clinipet można bezproblemowo samodzielnie rekalirować w laboratorium. Do każdej pipety dołączany jest Certyfikat Kontroli Jakości.