



Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-6605	Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy

Opis

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Długość całkowita: 150 mm.

Zestaw składa się z 4 łopatek o długości ostrza: 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm.