



Pędzelki z koziego włosia

Praktyczne i poręczne pędzelki wagowe o dł. 170 mm. Nadają się do odkurzania odważników, łożeczek i tacek wagowych, itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-1222	Pędzelki wagowe z koziego włosia	3 szt.

Opis

Praktyczne i poręczne pędzelki wagowe o dł. 170 mm. Nadają się do odkurzania odważników, łożeczek i tacek wagowych, itp. Opakowanie zawiera 3 sztuki.