



Zegar laboratoryjny o śr. 22 cm z termometrem i higrometrem

Zegar laboratoryjny z mechanizmem kwarcowym i obudową z tworzywa sztucznego. Posiada duże cyfry oraz wyraźne czarne wskazówki z sekundnikiem dobrze czytelne również z dalszych odległości. Zegar wyposażony jest we wskaźnik temperatury o zakresie pomiarowym od -10°C do +50°C oraz higrometr o średnicy 7 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica
	2-4566	Zegar laboratoryjny z termometrem i higrometrem	22 cm

Opis

Zegar laboratoryjny z mechanizmem kwarcowym i obudową z tworzywa sztucznego. Posiada duże cyfry oraz wyraźne czarne wskazówki z sekundnikiem dobrze czytelne również z dalszych odległości. Zegar wyposażony jest we wskaźnik temperatury o zakresie pomiarowym od -10°C do +50°C oraz higrometr o średnicy 7 cm.

Baterie LR6 należy zamawiać osobno.