



## Dozownik Minilab 201



Minilab 201 to dozownik strzykawkowy do seryjnych pipetowań. Jego konstrukcja zapewnia wysoką powtarzalność i dokładność odmierzanych objętości, niezależnie od parametrów (gęstość, lepkość) dozowanej cieczy. Dozownik może odmierzyć maksymalnie 48 dawek seryjnie z jednej strzykawki w jednosekundowych odstępach. Wygodne położenie pokrętki nastawy pojemności umożliwia łatwy wybór jednej z 29 objętości w zakresie od 1 do 5000  $\mu$ l.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                             | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
|  | B-4552  | Dozownik strzykawkowy Minilab 201 | 0020          |

### Opis

Minilab 201 to dozownik strzykawkowy do seryjnych pipetowań. Jego konstrukcja zapewnia wysoką powtarzalność i dokładność odmierzanych objętości, niezależnie od parametrów (gęstość, lepkość) dozowanej cieczy. Dozownik może odmierzyć maksymalnie 48 dawek seryjnie z jednej strzykawki w jednosekundowych odstępach. Wygodne położenie pokrętki nastawy pojemności umożliwia łatwy wybór jednej z 29 objętości w zakresie od 1 do 5000  $\mu$ l. Niewielka waga (100 g) oraz ergonomiczna konstrukcja urządzenia zapewniają komfort użytkowania. Dozownik nie wymaga konserwacji. W zakresie dostawy znajduje się adapter do strzykawek o pojemnościach 50 ml. Dozownik współpracuje z końcówkami strzykawkowymi firmy HTL (nr art. B-4553 i nast.) oraz z większością dostępnych na rynku końcówek strzykawkowych.

Końcówki do dozownika Minilab 201 – HTL należy zamawiać osobno.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.