



Końcówki z filtrem Diamond Rocky Rack - model DF100 - 10-100 µl - niesterylne



Oryginalne końcówki z filtrem Diamond Rocky Rack firmy Gilson. Model DF100. Pojemność 10-100 µl. Wersja niesterylna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	W-2871	Końcówki z filtrem Diamond Rocky Rack - model DF100	10-100 µl	niesterylne	10 x 96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki z filtrem Diamond Rocky Rack firmy Gilson. Model DF100. Pojemność 10-100 µl. Wersja niesterylna.