



Końcówki Diamond[®] do pipet Gilson - Sterilpack (pakowane indywidualnie)



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Końcówki są pakowane indywidualnie w opakowanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-4434	Końcówki D200 Sterilpack	2-200 µl	F161330	pak. ind.	400 szt.
	K-4435	Końcówki D1000 Sterilpack	100-1000 µl	F161340	pak. ind.	400 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Końcówki są pakowane indywidualnie w opakowanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Sterylizowane radiacyjnie – producent zapewnia 5-letnią gwarancję sterylności. Wytwarzane w pełni automatycznie. Wolne od RNA, DNA, DNaz, RNaz, ATP, pirogenów i metali śladowych.