



Końcówki Diamond[®] do pipet Gilson - Reload Pack



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Końcówki są pakowane we wkłady, za pomocą których można łatwo i szybko napełnić puste pudełko.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Ilość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-4436	Końcówki DL10 Reload Pack	0,1-20 µl	10 x 96 szt.	F167012	960 szt.
	K-4437	Końcówki D200 Reload Pack	2-200 µl	10 x 96 szt.	F167013	960 szt.
	K-4438	Końcówki D1000 Reload Pack	100-1000 µl	6 x 96 szt.	F167014	576 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Końcówki są pakowane we wkłady, za pomocą których można łatwo i szybko napełnić puste pudełko. Poszczególne statywy, zawierające po 96 końcówek można jednym ruchem przenieść do pudełka, minimalizując tym samym ryzyko kontaminacji. Ergonomiczne opakowanie, zawierające statywy ustawione piętrowo zapewnia oszczędność miejsca w laboratorium. Końcówki są autoklawowalne po usunięciu zewnętrznego opakowania w następujących warunkach: w 121°C/0,1 Mpa/20 minut.

Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack – do końcówek DL10/D200/D300 i D1000 należy zamawiać osobno.