



Statyw na pipety jednokanałowe - akrylowy - 4 miejscowy - z pojemnikiem do przechowywania

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Wykonany z akrylu stacyw na cztery pipety jednokanałowe z wbudowanym pojemnikiem do przechowywania. Bezbarwną pokrywę pojemnika po otwarciu można wsunąć do środka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Materiał
	R-3041	Stacyw na pipety jednokanałowe	4 miejsca	akryl

Opis

Stacyw na pipety automatyczne wykonany z akrylu. Górny uchwyt może pomieścić 4 pipety jednokanałowe. Posiada wbudowany pojemnik do przechowywania. Duży otwór od frontu zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do zawartości. Zamykany łatwą do otwarcia przezroczystą pokrywą. Pokrywa może być po otwarciu dodatkowo wsunięta do środka. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas pipetowania, po otwarciu pojemnika, pokrywa nie przeszkadza w bieżącej pracy. Gwarantuje to jednocześnie bezpieczne i czyste przechowywanie tacek z końcówkami, końcówek pipet luzem lub innych przedmiotów. Chroni przed narażeniem ich na kurz, wilgoć i inne czynniki środowiskowe.

Stojak o wymiarach 200 x 178 x 173 mm dodatkowo wyposażono w antypoślizgowe silikonowe nóżki zapewniające bezpieczną i stabilną pozycję na stole laboratoryjnym.