



Nosidło na butelki - z ABS - 6 miejsc

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Nosidło na butelki wykonane z tworzywa ABS na maksymalnie 6 butelek o pojemności 500 ml. Większą ilość nosideł można układać w stosy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc
	R-3056	Nosidło na butelki z ABS	butelki o śr. 90 mm (250-500 ml)	6 miejsc

Opis

Nosidło wykonane z wytrzymałego mechanicznie tworzywa ABS nosidło służy do bezpiecznego i wygodnego transportu do 6 butelek jednocześnie. Zalecane do stosowania ze standardowymi naczyniami o pojemności 500 ml, ale można w nim umieścić również mniejsze pojemniki. Mocna, lekka konstrukcja i ergonomiczny uchwyt zapewniają wygodę i kontrolę podczas użytkowania.

Nosidła na butelki dzięki zwężającej się formie korpusu można łatwo sztaplować. Pozwala to zaoszczędzić miejsce do przechowywania.