



Stożek sedymentacyjny - z SAN



Stożek sedymentacyjny z tworzywa sztucznego SAN (styren-akrylonitryl). Z podziałką. Wykorzystywany do oznaczania zawiesin w cieczach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Podziałka
	E-1477	Stożek sedymentacyjny z tworzywa sztucznego SAN	0-1000 ml

Opis

Stożek sedymentacyjny z tworzywa sztucznego SAN (styren-akrylonitryl, który jest jest kopolimerem styrenu i akrylonitrylu. Dzięki materiałowi, z którego go wykonano, stożek jest krystalicznie przezroczysty i ma niższe ryzyko stłuczenia niż w przypadku innych stożków z PC lub szklanych. Z wytłoczoną podziałką do dokładnego odczytu objętości. Zgodny z normą DIN 12 672. W celu prostego, podstawowego czyszczenia i płukania można zdjąć złącze śrubowe na końcówce.

Stożek wykorzystywany do oznaczania zawiesin w cieczach (np. w ściekach przemysłowych i komunalnych).