



Znaczniki do butelki Duran TILT - do gwintu GL56

Znaczniki do butelek Duran TILT z gwintem GL56 są dostępne w 4 wersjach kolorystycznych: pomarańczowej, żółtej, niebieskiej i fioletowej. Stosowane do oznaczania i łatwej identyfikacji butelek na pożywki Duran TILT.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Materiał	Kolor	Szt./Op.
	G-0461	Znaczniki do butelki Duran TILT	gwint GL56	silikon	pomarańczowe	20 szt.
	G-0462	Znaczniki do butelki Duran TILT	gwint GL56	silikon	żółte	20 szt.
	G-0463	Znaczniki do butelki Duran TILT	gwint GL56	silikon	niebieskie	20 szt.
	G-0465	Znaczniki do butelki Duran TILT	gwint GL56	silikon	fioletowe	20 szt.

Opis

Znaczniki do [butelki Duran TILT](#) zostały wykonane z gumy silikonowej. Można ich używać do identyfikacji kolorystycznej oraz do mocowania osłony silikonowej. Elastyczne znaczniki można łatwo i bezpiecznie przymocować na szyjce butelki, nawet przy nakręconej zakrętce. Posiadają wygodną wypustkę ułatwiającą zdejmowanie. Odporne chemicznie, autoklawowalne.

Pakowane w zestawy po 20 szt. pierścieni identyfikacyjnych w jednym z czterech kolorów: pomarańczowym, żółtym, niebieskim lub fioletowym.