



Końcówki Diamond[®] z filtrem do pipet Gilson - Blister Refill - sterylne



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zastosowanie filtra wyklucza możliwość kontaminacji spowodowanej powstawaniem aerozoli. Końcówki sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Nr producenta	Ilość	Szt./Op.
	K-4444	Końcówki z filtrem DFL10 Blister Refill	sterylne	0,1-10 µl	F172203	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-4445	Końcówki z filtrem DF30 Blister Refill	sterylne	2-30 µl	F172303	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-4446	Końcówki z filtrem DF100 Blister Refill	sterylne	20-100 µl	F172403	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-4447	Końcówki z filtrem DF200 Blister Refill	sterylne	20-200 µl	F172503	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-4449	Końcówki z filtrem DF1000 Blister Refill	sterylne	100-1000 µl	F172603	10 x 96 szt.	960 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zastosowanie filtra wyklucza możliwość kontaminacji spowodowanej powstawaniem aerozoli. Końcówki sterylne. Zapakowane w innowacyjne opakowanie Blister Refill, zawierające jeden statyw z 96 końcówkami, które można jednym ruchem przenieść do pudełka na końcówki (pudełka należy zamawiać osobno). Zminimalizowane ryzyko kontaminacji podczas przenoszenia statywu.

Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack – do końcówek DL10/D200/D300 i D1000 należy zamawiać osobno.