



Pierścienie wylewowe Duran[®] Yutility - z PP

Pierścienie wylewowe przeznaczone do laboratoryjnych butelek szklanych Duran[®] Yutility. Pasują do gwintu GL45. Wykonane z PP w kolorze cyjan.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Gwint	Kolor	Szt./Op.
	G-0477	Pierścienie wylewowe Duran [®] Yutility	PP	GL45	cyjanowe	16 szt.

Opis

Pierścienie wylewowe przeznaczone do butelek szklanych i zakrętek Duran[®] Yutility z gwintem GL45. Idealne dopasowanie zapewnia pełne uszczelnienie oraz proste i czyste wylanie. Wykonane polipropylenu w kolorze cyjanowym, dopuszczonego do kontaktu z żywnością. W pełni autoklawowalne w temperaturze 121 °C lub 134 °C. Odporne chemicznie.